

フレックス レスキューエイド モデル132

FLEX Rescue Aid

引っ張りに強いフレキシブルな担架です



持ち手部



ポケット部

- 両端はポケット状になっており、階段等傾斜がある場所でも傷病者が滑り落ちるのを防止します。
- ポケットには水抜き穴が設けられており、水難救助にも使用する事ができます。
- 丸めたり、折り畳む事ができるので収納に場所をとりません。
- 表面には縫製箇所がありませんので汚れや血液等を容易に洗浄する事ができます。
- 主材質はナイロン織製で持ち手部は補強されていますので耐久性があります。
- プラスチックバックルの固定ベルト2本は標準装備です。

■ 仕様

長さ	(使用時)	190cm
	(収納時)	47cm
幅	(使用時)	50cm
	(収納時)	30cm
重量	(本体)	約1kg
最大荷重		159kg



収納時

※ 仕様は改良のため予告無く変更される場合があります。

輸入元： **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-8第3FKビル3階

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元：