



モデル168 ボディバック



※ 特徴

- ・周囲は電気溶着されているので血液や体液等外部に漏れるのを防ぎます。
- ・本体中央部にはジッパーが取り付けられているので素早く収容が行えます。
- ・約200kgの荷重をかけた状態で移し替えが等が行えます。
- ・色はブラックです。
- ・-3℃までの環境下でご使用頂けます。
- ・6カ所の持ち手には芯材が入っており、握りやすくなっております。
- ・表面には透明な ID ポケットが付属されております。
- ・10枚入り

幅	長さ	耐荷重	素材
900 mm	2200mm	200 kg	PVC

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F
TEL：03(5820)4649
FAX：03(5820)4669



 **FERNO**® FOR LIFE™

販売元：

JUL. 2020