

28z

プロフレックス Chair Cot

FERNO
When it's critical™

狭い場所で最大限の多用途性を発揮する椅子型ストレッチャー

人間工学に基づく片手操作

最上級の機動性

多目的な傷病者搬送

軽量



※ 上記写真のフォールディングサイドアーム、リードハンドルはオプションです。

特長

- モデル28zプロフレックスはフラットなポジションから椅子型へ容易に変形させる事が可能な為、通常のスレッチャーでは困難であった狭い廊下、狭いエレベーターの現場で傷病者を車椅子に移し替える事なく搬送が行えます。
- 軽量で優れた安定性と高い耐荷重を設定しているため医療従事者や傷病者の負担を軽減できます。
- ロールインタイプなので一人で車両への搬入、搬出が行えます。
- バックレストはガスダンパー式で0~85°まで無段階で調節が可能です。
- 6インチキャスターの採用により、操作性に優れています。

片手でストレッチャーから椅子型に変形することができます。



ファウラー・ポジション



フラット・ポジション



チェア・ポジション

28z

PROFlexx

FERNO
When it's critical™

ChairCot

フレックスチェアー/ストレッチャー



テレスコーピングサイドリフトハンドル
ハンドルを引き出して使用すれば効果的に持ち上げることができます。

椅子型にした際の奥行きは約121cmですので狭いエレベーターの進入が容易に行えます。

ストレッチャー固定用ファスナー モデル173



+ モデル173-2 + モデル173-3

仕様

高さ	折畳時 (マットレス含む)	29 cm
	最高位 (マットレス含む)	87.5 cm
長さ	折畳時 (マットレス含む)	205 cm
	最高位 (マットレス含む)	191 cm
幅		63 cm
椅子型	高さ	141 cm
	奥行き	121 cm
ローディングオイル	高さ	66.5 cm
重量		31.2 kg
最大荷重		318 kg
強度荷重配分比		10.1

オプション



フォールディングサイドアーム



リードハンドル



オキシジェンキャリーハンドル



反射テープ



オキシジェンキャリーキット

モデル514-1



I、V、ポール

モデル513-11

輸入元 :  **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒 101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-8第3FKビル3階

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元 :

米国ファーノ・ワシントン社製

OCT 2007