


MRI 用ガートルスタンド モデル510-PL2



▶ 3テスラー対応*のガートルスタンドです。

▶ 5輪走行（3輪ロック付）タイプです。

* 3テスラー使用条件

- 1) 磁場の発生する部屋で保管しない。
- 2) 撮影時は装置よりできるだけ離す。
- 3) 移動時以外はブレーキをかける。



3輪ロック付キャスター

仕様

モデル名	全副：土台部 天秤部	高さ：最低 最高	キャスター	最大荷重	重量	材質：支柱 土台、天秤部
510-PL2	47cm 31cm	123cm 201cm	Φ50mm 3輪ロック付	4kg	2.2kg	ステンレス プラスチック