



ガートル架 モデル513-13

ストレッチャーに取り付け
簡単に格納することができる


仕様	
高さ 最高	97cm
最低	61cm
重量	1kg
最大荷重	
縮めた場合	23kg
伸ばした場合	2kg



スカッドメイト モデル9304



ストレッチャー モデル4155



輸入元 : **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒 101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元 :