

モデル860

FERNO
When it's critical™

折畳診察台

災害時、緊急時の簡易ベッド兼用



ガードル架（径16mm）
が付けられます



折畳んだ状態



専用カバー付き

◆ 特 長

- 診察台以外に緊急時の簡易ベッドとしても使用できます。
- 両端を持ち上げて担架としても使用可能、堅牢です。
- マットの下はアルミ板張りです。
- 気孔付きです。
- 中央部にガードル棒（径16mm）を取付ける事ができます。
- 持ち運びに便利な取手とキャスターが付いています。
- 専用カバーが標準装備です。

◆ 仕 様

寸 法	L 186×W64（ベッド面59）×高さ63cm L 92×W21×高さ65cm（折畳時）
重 量	15kg
耐荷重	159kg
材 質	アルミ製

セイバー社製

輸入元:  **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第3FKビル3F
TEL 03(5820)4649(代) FAX 03(5820)4669

販売代理店: