

プロフレックス コット

PROFlex x Cot

Model 93H-J



標準装備：
マットレス、レストレイント、
IVボール、IVボール用マウント

※車両への積載につきましては車種により条件が異なる為、改造が必要となる場合がありますので別途ご確認下さい

Highest Stability
Maximum Mobility
Secure CPR

全長	幅	高さ	重量	最大重量
196cm	58cm	100cm	58kg	227kg

※ 重量はマットレス・身体固定ベルトを含みます。

- ▶ スカッドメイト モデル9304の特徴を残しつつ、様々な操作性を向上させ、重体重傷病者や大柄な外国人にも対応したストレッチャーです。
- ▶ 独自のH型レッグフレーム前脚と後脚が連結されているので、胸骨圧迫時の跳ね返りが少なく、効果的な圧迫効果が得られます。
- ▶ どの高さにおいても4輪操舵が可能なので、狭い場所での搬送が容易に行えます。



オペレーター側



Model

93H-J

PROFlexx Cot

特長

- ① 最大荷重は227kgです。
- ② 脚部形状を改良する事で操作の効率化を実現。
- ③ バックレストにはガスダンパーアシスト機能が内蔵しており約0~75度まで無段階調整が行えます。
- ④ ストレッチャーの両側には伸縮式アシストハンドルが内蔵されているので段差などを乗り越える際のリフトポイントとして使用する事ができます。
- ⑤ 頭部側のメインフレームは角度を調節する事ができるのでより操作が行い易い角度に調節して操作する事が可能です。
- ⑥ 前輪には方向固定機能が装備されており、胸骨圧迫等の救急処置を行いながら4輪操舵が行えます。
- ⑦ 足部側には折畳式のリードハンドルが内蔵されており、ストレッチャーの高さを低くした際にも搬送が容易に行えます。
- ⑧ 操作中に誤って脚が折れるのを防止するロック機構があります。(オペレーター側)
- ⑨ 足部側は約20度傾斜するのでショックポジションが取れます。
- ⑩ 夜間時に視認性が良い赤色を採用しています。

前輪部



※仕様は改良のため、予告なく変更される場合がございます。

輸入元  **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社
東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F
TEL : 03 (5820) 4649 FAX : 03 (5820) 4669
URL : <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店 : 日本船舶薬品株式会社

横浜市中区かもめ町6番地

TEL : 045 (622) 1313 FAX : 045 (623) 4530