



Model AS190/AS190-J Vacuum Splint

モデル AS190/AS190-J バキュームスプリント



特 徴

- ◇ スプリント内の空気を減圧して内部のビーズを固め、傷病者の損傷部位を固定します。
- ◇ 装着したままレントゲン撮影が可能です。
- ◇ 表面はビニールコーティングされており、水洗いが可能です。
- ◇ 構成品はショートアーム (モデル AS100) ロングアーム (モデル AS120) レッグ (モデル AS140) 頸部 (AS130)
※AS190-Jのみとなります。
- ◇ 専用収納袋、バキュームポンプ、リペアーキットが付属されています。

クラス I 医療機器 (一般医療機器) 製造届出番号

モデル AS190 : 13B1X00226000030

モデル AS190-J : 13B1X00226000031

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F

TEL : 03(5820)4649

FAX : 03(5820)4669



 **FERNO**® FOR LIFE™

販売元：

APR. 2021