



IN/X

インネックス

INTEGRATED PATIENT TRANSPORT & LOADING SYSTEM

これまでの搬送を根本から見直して開発された、全く新しいストレッチャー

前後独立した電動アシストが「持上げない」搬送を可能にしました



FERNO FOR LIFE™



前後左右のフラッシュライトを使用して視界の悪い夜間の救出活動をより安全にします。

前後独立した電動アシストで、これまで救急隊員の負担になっていた段差の通行をより簡単に行えるようになりました。

傷病者を守るだけでなく、使用する医療従事者も守るための様々な機構



伸縮式フットエンドハンドルには操作ボタンがついており、状況に応じて伸ばして使用した際でも、常に手元で昇降などの操作が行えます。



調節式アームレストは、傷病者を快適に収容することができ、点滴を打つ際などに役立ちます。

インテグレイテドローディングシステムにより、搬入出時に持ち上げる必要がなくなりました。



デュアルパワードアクチュエーターにより最大318kgまでの荷重を待ち上げることができます。

伸縮式ロードフレームにより全長が短縮できます。狭所でも取り回しが可能です。

車内固定ファスナーはモデル175シリーズを使用します。



全長	1594 ~ 2045mm
高さ	356 ~ 1245mm
幅	597mm
搬入時最高位	915mm
最大荷重	318 kg
バックレスト可動角度	0° ~ 76°
重量	83 kg
電源	36V DC



輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-9-5 FKビル4F
TEL：03(5820)4649
FAX：03(5820)4669



販売元：