

前脚と後脚が独立して可動するデュアルアクチュエーターを採用する事によりあらゆる救急現場でも「**持ち上げない**」搬送を実現しました
 救急車への搬入出も段差を通過する時も高速道路の中央分離帯を乗り越える時もエスカレーターを昇降する場合でも…もうあなたを腰痛にさせません！

⑨ テレスコーピングフレーム



伸縮可能なフレームにより狭所での操作性が向上します

⑧ エマージェンシーライト

LED ライトが装備され、常時点灯(白)、点滅(赤&白交互)の切り替えが可能で夜間での視認性が向上します



⑦ 前脚&後脚独立式パワーリフト

前輪と後脚が独立して可動するので、様々搬送に対応が可能です



① ガススプリング式バックレスト

約0° ~76° まで
無段階調整が可能です



② 調節式サイドアーム

サイドアームの角度は 5 段階の調節が可能で
ベッド面を拡張することができます

③ ショックフレーム

必要に応じてショックポジションを取る事が可能です



④ テレスコーピングハンドル

必要に応じて伸縮ができ、本体とハンドルの2箇所に**高さ調整ボタン**が取り付けられているため、状況に応じて使い分けが可能です



⑤ オペレーションモニター

モードセレクトボタン

パワースイッチ

ライトボタン

チェアポジション



⑥ 方向固定機構

必要に応じて4輪操舵が可能です



また、搬入出も持ち上げる事なく行う事ができ最大荷重 318[kg]の状態でも**最大 68 度**までの角度でも車両へ積載が可能です

Specification

iN/X	
全 長 (最長)	2045mm
(最短)	1594mm
全 幅	597mm
最高位	1245mm
最低位	356mm
ローディング高さ (最高位)	915mm
重 量 (本体)	120kg
最大荷重	318kg
充電時間	約1時間45分

- 標準付属品：
- マットレス 1枚
 - 専用レストレイント 1式
 - サイドアーム 1セット
 - 方向固定キット 1セット
 - バッテリー 1個
 - バッテリーチャージャー1個

Options

パックラック



IV ポール



SOF ネット



車載用充電機能付きファスナー



※iNline ファスナーは iN/X 専用ファスナーとなります。

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

詳細情報は弊社ホームページまたは facebook をご確認ください。

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社
〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F
TEL : 03(5820)4649
FAX : 03(5820)4669
<http://www.ferno-jp.com/>

FERNO FOR LIFE™

販売元：

JAN.2020



iN/X
インネックス

INTEGRATED PATIENT TRANSPORT LOADING SYSTEM

今まで搬送できなかったその先へ



TOGETHER
WE CAN TRANSFORM
DELIVERY OF CARE

