

MRI 用救急カート モデル MC-40C



- ▶MRI 3 テスラー対応*の救急カートです。
- ▶MRI 室での器具、小物入れとして利用できます。
- ▶2 輪はブレーキ付きキャスターです。
- ▶カルテ等を書くためのライティングテーブルが標準装備です。



* 3 テスラー使用条件

- 1) 磁場の発生する部屋で保管しない。
- 2) ガントリーより 50 cm 以上離す。
- 3) 移動時以外はブレーキをかける。

仕様

●サイズ	W670×D450×H930mm
●引き出し内寸法	(1段) W508×D380×H95mm
	(2段) W508×D380×H95mm
	(3段) W508×D380×H175mm
	(4段) W508×D380×H320mm

●キャスター	Φ100mm対角2輪ストッパー付
●重量	42kg
●材質	ステンレス