

Mesh Tray

メッシュトレイ



バックレストを上げて、各ストラップをフレーム等に巻き付け、プラスチックバックルで固定します。トレイの張り緩みを調節することができます。

救急活動に応じて、上手に収納

特徴

- バックレストの裏にトレイを簡単に取り付けることができます。
※ 対象ストレッチャー：#RS-J
- 救急バッグ等の一時的な置き場になります。
- トレイ以外にもジッパー式のポーチとして使用できます。
- 表側はナイロン製のメッシュ生地を採用しているため、救急資機材の確認ができます。
- 寸法 縦 35 × 横 39cm (ストラップ含まず)

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。



用紙A4サイズのバインダー等も収納できます。

輸入元：  **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F

TEL:03-5820-4649 FAX:03-5820-4669

URL: <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店: