

# ポーター 2輪車タイプ



商品コード : 11-2224

# ミュールⅡ リッターホイール

1輪車タイプ



商品コード : 11-0110 ハンドル無

11-2220 ハンドル付



※写真は別売りのバスケット型ストレッチャーです



**ミュールⅡリッターホイール**  
バギー車用のホイールを採用



**ポーター**  
2本のホイールを重ねて収納することができます

## 特長

- バスケット型ストレッチャーやバックボード等を容易に乗せ換えでき、8段階の角度調整ができる操作ハンドルが装備されています。  
※ミュールⅡリッターホイールはハンドル付き(11-2220)と無し(11-2210)タイプがあります。
- ファストラチェットセキュアリングシステムは2本のストラップとラバーカバー付きのフックで構成されており、ストラップで締め付けることでストレッチャーを固定します。
- 操作ハンドルの関節部にあるクイックリリースピンで容易に位置を固定できます。
- 両操作ハンドルを地面に向けて固定することで自立させることができます。
- ホイールは簡単に取り外しができ、フレーム内に収納することができます。

コード	商品名	幅	長さ	高さ	重量	最大荷重
11-2224	ポーター	71cm	95cm	50cm	18.5kg	227kg
11-2220	ミュールⅡリッターホイール	71cm	95cm	50cm	15.4kg	250kg

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

輸入元: **FERNO**  
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F

TEL:03-5820-4649 FAX:03-5820-4669

URL: <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店: