




マットレスカバー

<ALCEF 700>



- 防水加工しているため、水分を浸透させません。
- 50枚/1箱

<ALCEF 900>

- 防水（ブルー）、吸収（ホワイト）、貯え（中間）の三層構造になっています。
- リバーシブルになっており、ホワイト面を表側にして使用すると血液や体液を吸収し、ブルー面を表側にして使用すると防水効果があります。
- 36枚/1箱

<ALCEF 600>

- 撥水性があるので血液や体液が浸透しにくくなっています。
- 50枚/1箱

<特 徴>

- ▶ファerno社製ストレッチャーのマットレスに取り付ける事ができます。
- ▶両サイドがポケット状に縫製されており、座位等にしてもしずれる心配がありません。
- ▶使い捨て（ディスポザブル）なので感染防止に役立ちます。
- ▶焼却してもダイオキシン等が発生しないポリプロピレン製です。
- ▶傷病者を載せたままスライドさせてベッド等に移し替えができます。
- ▶寸法は1820[mm]×530[mm]×760[mm]です。
- ▶全長が6インチ（約150mm）長いタイプもあります。（ALCEF600P、700P、900P）

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元：ファerno・ジャパン・インク日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル4F

TEL：03(5820)4649

FAX：03(5820)4669



 **FERNO**® FOR LIFE™

販売元：

OCT. 2020