

# イアーズ

Code : EARS



軽量でコンパクトかつ耐久性のあるイアーズはヘリコプターでの救助活動をする際にダウンウォッシュにより引き起こされる回転を制御することができます。

※仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

## 特長

- 高強度低多孔ポリアミド製のイアーズは使用時に効果的な性能を提供します。
- 油性物質または樹脂を使用しておらず、最高の耐久性があります。
- 人間工学に基づいたオレンジ色のハンドルは素早くかつ容易にセイルを引き出すことができます。
- ヘリコプターレスキューでは安全応用性のあるタイタンシリーズ ストレッチャーに8本のストラップで取り付けることができます。
- 専用ポケットにセイルを収納することができます。
- 特許取得済み。

タイタン シリーズ



専用ポケット(ストラップ付き)

| セイル 長さ | 幅    | 長さ(収納時) | 幅(収納時) | 厚さ(収納時) | 重量   |
|--------|------|---------|--------|---------|------|
| 63.5cm | 43cm | 50cm    | 15.5cm | 1cm     | 240g |

輸入元 : ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032  
東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F  
TEL:03-5820-4649 FAX:03-5820-4669  
URL: <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店: