



EASYFIX VACUUM MATTRESS

イージーフィックス バキューム マットレス

脊柱固定時における

オールインワン型陰圧式固定具

〔頭部から頸部にかけて補強版を内蔵しており、
頸椎を確実に固定できます〕

〔人間工学に基づいた設計のキャリングハンドル
により、容易に搬送が行えます〕

〔マットレスの裏側の保護層により、摩擦等
による生地の損傷を軽減します〕

〔5本の各ベルトは全て色分けされており、たすき掛け状に
固定する事で更なる固定力を発揮します〕

最大荷重：250kg



収納時

〔『Vシェイプ』のマットレス形状により、従来品に
比べて約20%のコンパクト化を実現〕

仕様

寸法	: 208×130cm
重量	: 10kg
最大荷重	: 250kg
色	: グリーン
構成品	: バキュームポンプ : リペアキット : 収納ケース

※仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 1-9-5 FK ビル 4F

TEL：03(5820)4649

FAX：03(5820)4669



FERNO FOR LIFE™

販売元：

SEP. 2017