

**FERNO**

When it's critical™

エクリプス

暗い現場において足もとを照らしたり、傷病者の状況を観察するのに便利です。



The Eclipse



◆ 仕様 ◆

- ◎ 寸法 12 × 2.2 × 2.2(cm)
- ◎ 重量 39g
- ◎ 材質 プラスチック製

◆ 特長 ◆

- ◎ エクリプスはライト(直径10~25mm)をストレッチャーのメインフレームやI. V. ポールに取り付けることができるライトホルダーです。
- ◎ エクリプスはプラスチック製で軽く、手のひらサイズで持ち運びが容易です。
- ◎ 工具を使用せずに付属の伸縮ゴムで簡単に脱着できます。
- ◎ 状況に応じて、ライトの取り付け角度を変えることができます。
- ◎ 直径15~30mmのフレームに取り付け可能です。

※ ライトは付属していません。



I. V. ポール



ストレッチャーのメインフレーム

輸入元 :  **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒 101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-8第3FKビル3階

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元 :