

HELITACK AIRBAG™



専用収納袋

ヘリタック エアバッグ

NFPA1983 (2012) リッター 適合



CMC レスキュー社製

ヘリタック エアバッグは、ヘリコプターのシングルポイント吊りを行って、素早くショートハウルやホイストで要救助者を救出するように設計されています。材質は、厳しい環境においても長期間使用でき、耐久性のある丈夫な1000デニールのコーデュラナイロン製です。

- ・エアバッグは単体での使用のほか、バックボード、担架、フルポティースプリントと併用することができます。
- ・アルミの切削加工で作られたコブラバックルによりベルトの固定が確実で調節も容易になり、収容と離脱の手順を早めることができます。
- ・側面の2つのアクセスポートを使用し、活動中に要救助者に素早く接触することができます。
- ・大きさの調節ができるフードは要救助者の顔面を保護するのに役立ちます。
- ・ホイストのフックに取付ける2コのDリングはスチール製です。
- ・頭部側に取り付けてあるコブラバックル式のストラップでバックボードや担架を固定することができます。
- ・内側の3本の固定ベルトは黄、青、赤に色分けされています。



- ・ 10箇所に設けてあるサポートハンドルは視認性がよく、要救助者の位置変えや搬送に役立ちます。
- ・ 側面に縫い付けてあるアクセスは光を反射し、夜間の視認性を高めます。
- ・ 8本のブライドルストラップは長さを調節することができ、ヘリコプターに対して理想的な角度にすることができます。
- ・ 2つのサイドスレイジポケットにはブライドルストラップを収納することができ、地上搬送時の邪魔になりません。
- ・ 外部、内部に使用されている生地は清掃が容易です。
- ・ エアバッグに接続できる収納ケースは標準装備です。
(φ28×53cm)
- ・ 最大荷重は11kNです。



バックボードを取付け



コブラバックル



サイドスレイジポケット

商品コード	724247
商品名称	ヘリタック エアバッグ
カラー	レッド/グレイ/ブラック
重量	6.5kg
寸法(展開時)	234×76cm
(収納時)	30×60cm

※ 仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。

輸入元 

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

総発売元 株式会社ジェイ・プランニング

東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-26-12 クス吉祥寺 205

Tel : 0422-20-4488 Tel : 0422-20-8440