

MANTIS BACKBOARD

FM840A106

マンティス バックボード

三つ折り
バックボード



FEATURE

- コンパクトに折り畳んで収納することができるので、収納場所をとりません。
- 展開する時は、特別な工具等を必要とせず、素早く使用することができます。
- 強固なアルミ製なので、燃焼する危険性はありません。
- 血液や体液等が付着した場合でも容易に清掃が行えます。
- 軽量なので持ち運びが容易です。

SPECIFICATIONS

ファーノ・ミリタリー・システムズ社製

長さ	幅	厚さ	重量	最大荷重	折畳時寸法
183cm	41cm	4cm	5.8kg	227kg	63×41×12cm

HOW TO USE

ヘリコプター等の 挟所での収納に便利



収納時



左右に展開



展開時

OPTION



収納ケース

マンティス バックボード用

- アクセサリー等をセットして収納することができます。
- ウエストストラップ付きのバックパックタイプです。

ACCESSORIES


頰椎や脊椎損傷の疑いのある傷病者に対しては、アクセサリ等を併用することで全脊椎固定することができます



ヘッドイモバイザー モデル445



頰椎カラー モデル449-J



バス スルー ヘルム

- 安全の為、要救助者の頭頭部を固定する際は、頰椎固定具を併用して下さい。

仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元

FERNO
Japan

ファーノ・ジャパン・インク日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 F Kビル 4F

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

URL <http://www.ferno-jp.com>

販売代理店