

MONDIAL

モンディアル

トランスポーター モデル ST70J ・ リフトオフストレッチャー モデル RSJ

リフトオフストレッチャー

モデル RSJ

全長	195 cm
幅	57 cm
高さ	19 cm
椅子型	144 cm
重量	24 kg
最大荷重	200 kg

最新の技術を結集した

革新的なストレッチャー



標準装備品
マットレス
IVボール
IVボールマウント × 2
ヘルト × 2
サイドアームプレート × 2

スマートローディングシステム

A



①

B



C



PATIENT TRANSPORT SYSTEM WITH SMART-LOADING TECHNOLOGY

モンディアルは前輪、後輪が独立して稼働する「スマートローディングシステム」を採用しているため、車両への搬入/搬出が容易に行えます。また人間工学に基づく操作が行える設計なのでストレッチャーの高さ調節においても医療従事者への負担を軽減します。

リフトオフストレッチャーの向きを逆向きにセットする事が可能な「リバーシブルペイシェントローディングシステム」を採用する事で、今まで不可能であった傷病者を進行方向に向けた状態で車両へ搬入する事ができます。

6インチワイドホイールと全方位からアクセス可能な大型形状ブレーキペダルを採用する事によって、操作性や走行性が向上しています。

両サイドには反射シートを標準で装備しているため夜間時の視認性を向上させ、安全を確保します。

頭部側のバックレスト機構は、ガスダンパー式なので約0~75度まで無段階調整が行えます。



① スマートローディングシステム

従来のようなハンドル操作を行わなくても車両への搬入/搬出が行えます。

② 弊社従来製品に比べ約1.5倍の径のアルミチューブを使用する事により、最大荷重は200kgと重体重の傷病者にも対応しています。

③ 6インチワイドホイールの採用により、起伏の多い路面でも安定して搬送が行えます。

④ 頭部側のバックレスト機構は約0~75度までの無段階調節が可能です。

⑤ 頭部側と足部側には、折り畳み式のキャリングハンドルが装備されており、尚且つ足部側には折り畳み式のリードハンドルが内蔵されています。

⑥ 最高位では、レバー操作で前輪キャスターが旋回自由となり狭所での機動性を発揮します。

⑦ 独自のCPRサポートポストにより、胸骨圧迫時の跳ね返りが少なく効果的な圧迫効果が得られます。

⑧ ベッド面の高さを一番低くすると自動的に後輪ロックするオートブレーキシステムを採用しています。

⑨ イージーブルハンドルを初めて採用し、医療従事者の手首への負担を軽減します。

⑩ 頭部側、足部側にインジケーターを内蔵し、搬入/搬出や高さ調節の際の脚部ロック状態を常に医療従事者が確認する事ができる安全設計です。

仕様は改良のため、予告なしに変更される事があります。

輸入元 **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社
〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル 4F
TEL 03-5820-4649 FAX 03-5820-4669

販売店