

PEDI-MATE MODEL 678

米国ファーノ・ワシントン社製の車載用ストレッチャー全機種に取り付け可能です。



収納時寸法：約40×9×9 (cm)

特徴

- 長さ調節可能な5点支持ハーネスを使用して固定するので、乳幼児を安全に搬送することができます。
- ストレッチャーのバックレストとメインフレーム (左右) に容易に取り付ける事ができます。
- 背面部は軽量で丈夫なビニールコーティングされたナイロン織製できており、清掃が容易です。
- 収納時はコンパクトに丸めて収納でき、場所を取りません。
- 本器はストレッチャー取付型です。
- 使用対象者：体重4.5~18kg
- 使用している素材は自動車用内装材料の難燃性の技術基準に適合しています。

仕様	長さ	66cm	重量	1.1kg
	幅	48cm	ハーネス強度	1000kg以上

ファーノ・カナダ社製

輸入元:



FERNO
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-20 エステックビル8F
TEL 03(5820)4649(代) FAX 03(5820)4669
商品・技術センター：〒192-0372 東京都八王子市下柚木528-1
TEL 0426(77)6656(代) FAX 0462(77)6603
米国本社：オハイオ州ウィルミントン ウェイルウェイ70

取扱店