

傷病者を雨、風から保護します。



スカッドメイト

*RainCover*



エクステンジストレッチャー

## ★ 特長

- ◆ ストレッチャーのフレームにマジックテープを巻きつけるだけなのでセットアップが容易です。
- ◆ 防水加工が施されたナイロン製で、反射テープが左右に縫い付けられているので夜間の視認性に優れています。
- ◆ 本体中央部に縫い付けられているジッパーは全開する事が可能な為、傷病者の症状を確認することができ現場や病院内での傷病者の移し替えが素早く行えます。
- ◆ コンパクトに折り畳んで収納する事が出来ますので場所を取りません。
- ◆ ファーノ・ワシントン社製バスケットストレッチャーにも取り付けが可能です。

## ★ 仕様

- ◆ 収納時寸法 : 約40×15×10(cm)
- ◆ 重量 : 約550g
- ◆ 材質 : ナイロン製 (防水加工)
- ◆ 色 : オレンジ



収納時



取り付け状態

輸入元 :  **FERNO**  
**Japan, Inc.**

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒 101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-8第3FKビル3階

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元 :