

モデルS-2032 担架、診察台、予備のベッドとして使用できます

FERNO
When it's critical™

スノッグストレッチャー



仕様	
長さ	195cm
幅	80cm
高さ	45cm
重量	10kg
最大荷重	159kg



●収納時(97×80×17cm)

●高さ調節型ガートル架(オプション)

特長

- 幅が広い(80cm)ので安定感があり、窮屈な感じを与えません。
- ベッド面が高い(45cm)ので、低い担架より楽な姿勢で診察を行う事ができます。
- 折り畳み式なので、コンパクトに収納できます。
- 面倒な組み立てが不要なので緊急時に素早く使用する事が可能です。
- シート部は不燃性で防水加工が施してあり、クリーニングも容易です。
- ガートル架(オプション)は2種類あります。
 - ◆高さ調節型 モデル2034(アルミ製) 110cmまで
 - ◆高さ固定型 モデル513-9(ステンレス製) 90cm
- ガートル架は中央部の左右2ヶ所に取り付けることができます。

ファーノ・ワシントン社製

輸入元: **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第3FKビル3F
TEL 03(5820)4649(代) FAX 03(5820)4669
商品・技術センター: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木528-1
TEL 0426(77)6656(代) FAX 0426(77)6603
米国本社: オハイオ州ウェイルウェイ70

販売店: