

トランスファーボード

傷病者の移し 替えを容易に行えます



- 傷病者を側臥位にして、本器を肩部とでん部あたりに差し込みます。
- 傷病者を仰向けに戻し、前後2名の介助者は、引き出す反対側の肩部と大腿部辺りに手を添えます。
- 前後2名の介助者は、本器の持ち手を握り、タイミングを合わせてスライドさせます。
- 移動終了後、傷病者を再び側臥位にして、本器を引き出します。
- 本器には、前後左右に持ち手が6箇所あります。

□ 仕様

長さ	115cm
幅	46cm
厚さ	0.5cm
重量	2.1kg
材質	プラスチック製

ストレッチャー ⇄ ストレッチャー



← スライド →

※ 仕様は改良のため予告無く変更される場合があります。

輸入元： **FERNO**
Japan, Inc.

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-8第3FKビル3階

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元：