



スカッドメイト モデル9304用トレイ

救急資器材をストレッチャーに
収納することができる



表面はパウダーコート処理されて
いるので傷がつきにくい



取り付けはマジックテープ式です

寸法	: 49.5 × 55 × 3.5 cm
重量	: 1.1 kg
最大荷重	: 約20 kg
材質	: アルミ

スカッドメイトに取り付けた状態



最低位 (CPRポジション)



資器材(モデル5107 プロトラウマキット)を置いた状態



車両搬入ポジション

車両に搬入する際は、専用トレイの上に資器材を絶対に置かないで下さい。
また、高さ調節を行なう際は、専用トレイの上に置いた資器材等とレッグが接触
しないかを十分注視して下さい。

輸入元 : **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社

〒 101-0032

東京都千代田区岩本町1-9-8第3F Kビル3階

TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売元 :

米国ファーノ・ワシントン社製

APR. 2009