



Universal Light

ユニバーサルライト



簡単にストレッチャーのフレーム等に巻き付けて取り付ける事ができ、夜間における視認性を向上させる事ができるので、救急/救助現場での視界確保に有効です。



タイタンT1のフレームに取り付けた状態



モンディアルのサイドアームに取り付けた状態

Feature / 特徴

- 耐候性シリコンケースを使用しています。
- 5個のLEDライトが3パターンで発光します。(高速点滅・低速点滅・常時発光)
- 左右側面は赤色のランプで発光します。
- 単4系電池を3本使用します。(付属)
- 直径が19mm~28mmのフレームに取り付けができます。

※本器は防水ではありません。

本体の修理は行えません。

輸入元： **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク日本支社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-9-5 FKビル4F

TEL : 03(5820)4649 FAX : 03(5820)4669

販売元：