

ボディバッグアダルト



特 長

- 周囲は電子的に溶着されているので血液や体液等外部へ漏れるのを防ぎます。
- 本体中央部にはジッパーが取り付けられているので素早く収容が行えます。
- 約100kgの荷重をかけた状態で移し替え等が行えます。
- ホルムアルデヒド等の防腐、防臭溶剤や酸に強いポリエチレン製で、焼却の際にダイオキシンは発生致しません。
- アンダーパッド1枚(吸水パッド)とネームタグセットが3セット標準装備されています。
- 色はホワイトです。
- 寸法:約236×95cm。

輸入元:  **FERNO**
Japan

ファーノ・ジャパン・インク 日本支社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5
FKビル 4階
TEL 03 (5820) 4649 FAX 03 (5820) 4669

販売店: