

LSP ハーフバック エクストリケーション

- 被災者の上半身に装着し、倒壊家屋、自動車、貯蔵タンク、船舶等の狭所から垂直に吊り上げることができます。
- 被災者保護用袋体、胴体部ストラップ、そけい部ストラップ、頭部ストラップ、及び脊椎部・頸椎部の固定が可能な芯材（脱着可能）で構成されています。
- 芯材はアルミ製で、脊椎部または頸椎部に損傷がある被災者等を収容する場合の二次災害を防止するため、吊り揚げ時の荷重による変形等を起こさない強度があります。
- 芯材を抜くと、救助者のハーネスとして使用することができます。



【仕様】

大きさ：展開時 長さ860mm、幅920mm
重量：5kg（ベスト部3.4kg、芯材部1.6kg）
適合規格：MIL規格（米国防調達規格）
MIL-STD-45662
MIL-I-45208A

商品コード	名称
721710	LSP ハーフバックエクストリケーション
721711	垂直吊り揚げ用ストラップ
721716	収納ケース（ナイロン織製）

CSR ビレイ／リトリバル キット

- 狭所で作業や救助を行うビレイラインやリトリバルラインのために、アンカーやトリポッドに取り付ける製品で構成されるシステムです。



商品コード 501202

CSR パーソナル キット

- 狭所への垂直方向からの進入や引き揚げ、下降ラインに接続される隊員が装備する機材がパッケージされています。ハーネスのサイズ変更は可能です。

【構成品】

- 1 × プリンストンテック イオス II ヘッドランプ
- 1 × プロテックファイヤーレスキューハーネス S/M
- 1 × リガーズグローブ L
- 1 × カスクヘルメットレッド
- 1 × アルタニーパッド
- 1 × ダッフルバッグレッドM
- 1 × CSR フィールドガイド



商品コード 501203

2 パーソン CSR エントラント キット

- 狭所救助スタンバイチーム2名分の、最低限必要な機材のパッケージです。CSR パーソナルキットが2セット含まれています。

【構成品】

- 2 × プリンストンテック イオス II ヘッドランプ
- 2 × ロードリリースストラップ
- 2 × プロテックファイヤーレスキューハーネス S/M
- 2 × リガーズグローブ L
- 1 × Φ12.5mm スタティックプロ オレンジ 60m
- 1 × Φ12.5mm スタティックプロ イエロー 60m
- 2 × Φ8mm バウンドループ プルージック グリーン
- 2 × Φ8mm バウンドループ プルージック レッド
- 10 × プロシ리즈 スクリューロック カラビナ ブライト
- 4 × プロテック オーバル カラビナ レッド
- 4 × スワイベルプーリー シングル
- 2 × カスクヘルメット レッド
- 2 × アルタニーパッド
- 1 × #2 ロープ バッグ オレンジ
- 1 × #2 ロープ バッグ イエロー
- 2 × ダッフルバッグ レッド M
- 2 × CSR フィールドガイド



商品コード 501303

ドラゴンリフトハーネス

- 脊椎損傷がない場合に、素早くパッケージして狭所から救出することを目的として開発されました。
- ドラッグシートはE-Zグライドプラスチック製で引き摺りが可能です。多くのハンドルとストラップが設けてあるので搬送、ロープでの水平および垂直吊り上げを行うことができます。



- 脊椎損傷の疑いがある場合はKEDと頸椎カラーを併用して下さい。
- 丸めてコンパクトに収納することができます。
- 専用収納袋 (Φ25 × 128 cm) は標準装備です。



商品コード	NFPA	重さ (kg)
721800	クラスⅢエクストリケーション	5.4

スケッド フローテーション システム

- 水上でほぼ垂直な状態を保ち、要救助者の頭部が水に浸からないようにします。荒れた海上でも、要救助者の頭部は水面上にある状態を保つように自動的に復元するように設計されています。



- スケッドストレッチャーとHMDスケッドストレッチャーの、いずれにも装着することができます。

商品コード	756001
-------	--------

HMD スケッド ストレッチャー

- オリジナルのスケッドストレッチャーを変更し、大規模災害や危険有害物質災害時の除染に対応できるようにしました。
- 防護服を着た救助者がホットゾーン (汚染地帯) で倒れた場合の救助にも使用します。ストレッチャーに要救助者を載せて、ロープに接続して安全な場所まで引きずります。
- 旅客機事故や爆発事故等の多数の負傷者が予想される場合の対応策として、ストラップを外して本体をフラットにすると50枚~200枚をパレットに載せておくことができます。
- 幅が5cmのストラップは化学薬品に強いポリプロピレン製で、厚手のグローブを装着したまま脱着することができます。
- 重さは5.6kgです。



商品コード	752507
-------	--------

スケッド ベーシック レスキュー システム

- コンパクトに収納でき使用方法が簡単なので、多くの消防署、レスキューチーム、軍隊、スキーパトロールチーム等で使用されています。
- 丈夫な低密度ポリエチレン製で、ハンドルを持って搬送することができるほか、ロープシステムやヘリコプターによる水平、または垂直吊りもできます。
- 平坦な土地であれば、トウイングハーネスを使って地面を引きずることができます。

【構成品】

- 1 × スケッドストレッチャー
- 1 × 収納ケース (ナイロン製)
- 2 × ホリゾンタルリフトスリング
- 1 × パーティカルリフトスリング (Φ9.5mmロープ、9m)
- 1 × スチールカラビナ 4
- 4 × ウェビングハンドル
- 1 × トウストラップ



商品コード	名称	カラー	重さ (kg)
752001	スケッド ベーシックレスキュー システム	オレンジ	8.2

ハーフ スケッド ペイシエント ドラグ

- 長いストレッチャーを使用することができないような狭い場所での救出用として開発されました。固定は上半身のみなので、腰から曲げて狭いコーナーや狭所を通過することが可能になります。
- 負傷者を確保して素早く救出しなければならないタクティカルチームにも適しています。
- 幅が5cmのチェストとレッグストラップは、脱着が容易なサイドリリースバックル付で、危険地帯からの素早い救出を可能にします。
- 重さは2.7kgです。



商品コード	752008
-------	--------

